

SWISS COLOR® PMU GERÄTE & ZUBEHÖR

HYGIENEMODULBESCHREIBUNG

Für die Entwicklung der verschiedenen Hygienemodule verwenden wir ausschließlich die neueste Technik, hochwertige Materialien und unsere langjährige Erfahrung. Wir wissen, dass jeder PMU Stylist im Laufe der Zeit seinen eigenen Stil entwickelt. Darum ist eine große Palette verschiedener Hygienemodule

von Vorteil. Die Grundlage der Hygienemodule bildet ein medizinisch zugelassener Kunststoff, die Nadeln bestehen aus rostfreiem Edelstahl. Um die einwandfreie Qualität zu gewährleisten, wird die Herstellung unserer Module unter ständiger und unabhängiger Kontrolle gehalten.



1 – NANO NT
Feine Lippenkonturen, feine Härchen; Nadel: steif, nicht flexibel, keine Vibration, gut für Anfänger.
Ø 0,25 mm

G C



1 – NANO (1)
Feine Härchen, feine Lippenkonturen, Kapillarenzeichnung bei Areola, feine Schattierungstechniken; Nadel: flexibel, sehr scharf.
Ø 0,20 mm

G C S T



1 – NANO (2)
PMU Entfernung, feine Härchen, feine Lippenkonturen, Kapillarenzeichnung bei Areola, feine Schattierungstechniken (Pixel); Nadel: mittel flexibel.
Ø 0,25 mm

C S



1 – MICRO
Exakte Lippenkonturen, Härchen- und Schattierungstechniken, Kopfpigmentierung; Nadel: steif.
Ø 0,4 mm

G C S T



1 – LINER
Intensive, breite Lidstriche, Augenbrauenshattierungstechniken, intensive Lippenkonturen, Kopfpigmentierung.
Ø 0,4 mm

G C S T



3 – MICRO
PMU Entfernung, Eyeliner, Wimpernkranz, Augenbrauenshattierung, Lippenkontur, Lippenschattierung, Areola, Narben.
Ø 0,18 mm

G C T



3 – OUTLINE
PMU Entfernung, Eyeliner, Wimpernkranz, Augenbrauenshattierung (Pixel/Powder Technik), Lippenkontur, Lippenschattierung.
Ø 0,25 mm

G C S T



3 – LINER
Augenbrauenshattierungstechniken, Lippenschattierung, breite Lippenkontur.
Ø 0,3 mm

G C S T



3 – POWER
Kompakte, intensive Schattierungstechniken: Lippen, Areola, Eyeliner, Wimpernkranz, Lippenkontur.
Ø 0,3 mm

C T



3 – SLOPE
Feine Härchen, Techniken zur Schattierung der Augenbrauen, Eyeliner mit Schattierung, Wimpernkranz, Lippenkontur, Lippenschattierung, Areola.
Ø 0,4 mm

C S T



3 – NANO SLOPE
Digital Blading für feine Härchen, leichte, regelmäßige Schattierungstechniken für: Augenbrauen, Lidschatten, volle Lippen, Areola.
Ø 0,25 mm

G C



3 – SPREAD
Pixel/Powder Schattierungstechniken für: Augenbrauen, Lidstrich, Lippen, Areola; Dermeneedling von kleinen Narben; Nadeln: flexibel.
Ø 0,25 mm

G



4 – FLAT
Dermeneedling von Schwangerschaftsstreifen, Haarverdichtung; Schattierungstechniken: leichte Schatten, Kopfpigmentierung, Lippen.
Ø 0,35 mm

C S T

- G** SC Genius PRO 2.5 Hygienemodule
- C** Classic Hygienemodule
- S** Symphony Hygienemodule
- T** TOP Hygienemodule



5 – ROUND
Schattierungstechniken: Lippen, Augenbrauen, Areola, PMU Entfernung.
Ø 0,3 mm

C T



5 – SHADER
PMU Entfernung; Schattierungstechnik Pixel/Powder, Augenbrauen, Lippen.
Ø 0,3 mm

G C S T



5 – POWER
Schattierungstechnik Pixel/Powder, Areola, Lippen, Dermeneedling.
Ø 0,3 mm

C



5 – MAGNUM
Schattierungstechniken: Areola, Lippen, Dermeneedling von Narben, Haarverdichtung, große Flächen.
Ø 0,3 mm

C S



5 – SLOPE
Schattierungstechniken: Areola, Lippen, Augenbrauen.
Ø 0,4 mm

C S



5 – NANO SLOPE
Digital Blading für feine Härchen, leichte regelmäßige Schattierungstechniken für Augenbrauen, Lidstrich mit Schattierung, Lippenschattierung, Areola.
Ø 0,25 mm

G C



5 – NANO SPREAD
Schattierungstechniken Pixel/Powder für: Augenbrauen, Eyeliner, Lippen, Areola, Dermeneedling; Narben aller Art, große Flächen; Nadeln: flexibel.
Ø 0,25 mm

G



7 – POWER
Volle Schattierungstechniken: Areola, Lippen, Dermeneedling.
Ø 0,3 mm

C



7 – ROUND
PMU Entfernung, volle Schattierungstechniken: Areola, Lippen, Dermeneedling. Narben aller Art, große Flächen.
Ø 0,3 mm

C S T



7 – NANO ROUND
Schattierungstechniken: Areola, Lippen; Dermeneedling, Haarverdichtung; Nadeln: flexibel.
Ø 0,25 mm

G



9 – MAGNUM
Schattierungstechniken: Areola, Lippen; Dermeneedling, Haarverdichtung, Narben aller Art auf großen Flächen.
Ø 0,3 mm

C S T



DERMA (6)
Dermeneedling für Narben, Falten, Haarverdichtung; Nadeln sind fixiert am beweglichen Modulkopf.
Ø 0,3 mm

C



DERMA (18)
Dermeneedling von Falten, Pigmentflecken, Dekolleté, Hals; Nadeln sind fixiert am beweglichen Modulkopf.
Ø 0,3 mm

C S T

SWISS COLOR® PMU GERÄTE & ZUBEHÖR

HYGIENEMODULBESCHREIBUNG



	SCHLIFF	MODULÜBERSICHT				ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN							
	S/M/L	G	C	S	T	Lippen	Augen	Brow	Hand	Areola	Camouflage	Kopf	Derma
1 – NANO NT	S	•	•			•		•					
1 – NANO (1)	S	•	•	•	•	•		•		•			
1 – NANO (2)	S		•	•		•		•	•	•			
1 – MICRO	L	•	•	•	•	•	•	•				•	
1 – LINER	M	•	•	•	•	•	•	•				•	
3 – MICRO	S	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
3 – OUTLINE	M	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
3 – LINER	M	•	•	•	•	•	•	•					
3 – POWER	L		•		•	•	•			•			
3 – SLOPE	M		•	•	•	•	•	•		•			
3 – NANO SLOPE	M	•	•			•	•	•		•			
3 – SPREAD	S	•				•	•	•		•			•
4 – FLAT	M		•	•	•	•						•	•
5 – ROUND	M		•		•	•		•	•	•			
5 – SHADER	M	•	•	•	•	•		•	•				
5 – POWER	L		•			•					•		•
5 – MAGNUM	M		•	•		•				•	•		•
5 – SLOPE	M		•	•		•		•		•			
5 – NANO SLOPE	S	•	•			•	•	•		•			
5 – NANO SPREAD	S	•				•		•		•	•		•
7 – POWER	L		•			•				•			•
7 – ROUND	M		•	•	•	•		•		•	•		•
7 – NANO ROUND	S	•				•				•	•	•	•
9 – MAGNUM	M		•	•	•	•				•	•	•	•
DERMA (6)	M		•								•	•	•
DERMA (18)	M		•	•	•								•

S Kurz geschliffen: schneller Pigmentfluss, Schattierung: 80 U/Min., Konturierung: 90 U/Min., Handgeschwindigkeit: schnell bis mittelmäßig
M Mittel geschliffen: sanfter Pigmentfluss, Schattierung: 70 U/Min., Konturierung: 90 U/Min., Handgeschwindigkeit: mittelmäßig
L Lang geschliffen: langsamer Pigmentfluss, max. 90 U/Min., Handgeschwindigkeit: ruhig, langsam

G SC Genius PRO 2.5 Hyg.
C Classic Hygienemodule
S Symphony Hygienemodule
T TOP Hygienemodule

Lippe
 Lid
 Augenbraue

Korrektur
 Areola
 Camouflage, Gesicht

Kopfhaut,
 Haarverdichtung
 Dermaneedling